

Одношаговый экспресс-тест на ВИЧ (HIV)

Анализ цельной крови/ сыворотки/плазмы

В настоящее время во всем мире 36,9 миллиона человек живут с ВИЧ-инфекцией.

1,8 миллиона человек впервые инфицированы ВИЧ.

15% населения, живущего с ВИЧ-инфекцией, не знают о своем статусе.

CDC рекомендует всем в возрасте от 13 до 64 лет пройти тестирование на ВИЧ хотя бы один раз в рамках обычной медицинской помощи.

Одноэтапный тест на ВИЧ 1/2 цельной крови/сыворотки/плазмы

Тест Wondfo One Step на HIV1/2 из цельной крови/ сыворотки/плазмы - это быстрый иммунохроматографический тест с прямым связыванием для качественного выявления антител к HIV1/2 в цельной венозной крови человека, цельной крови, взятой с пальца, сыворотке или плазме в качестве вспомогательного средства при диагностике ВИЧ-инфекции.

- ◆ **Надежное качество:**
технология 3-го поколения
- ◆ **Точная производительность:**
Чувствительность: 100% / Специфичность: 99,96%
- ◆ **Гибкий тип образца:**
Цельная кровь с кончиков пальцев, венозная цельная кровь, сыворотка и плазма
- ◆ **Простой в использовании:**
Тест в 3 этапа / Получите результат через 15 минут
- ◆ **Стабильное хранение:**
При температуре 2-30 C в течение 24 месяцев



ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ - 3 ПРОСТЫХ ШАГА:



КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Вид	Чувствительность теста на ВИЧ Wondfo
ВИЧ-1 Аб-положительные образцы	100%
Не-B подтипы ВИЧ-1 Аб положительные образцы	100%
ВИЧ-2-положительные образцы	100%
Суммарный	100%

Population	Wondfo HIV1/2 test Sensitivity
Донор крови	100%
Донор цельной крови	100%
Госпитализированный пациент	99.50%
Беременные женщины	100%
Суммарный	99.96%

Чувствительность одноэтапного анализа цельной крови/сыворотки/плазмы на ВИЧ 1/2: 100%

Специфичность одноэтапного анализа цельной крови/сыворотки/плазмы на ВИЧ 1/2: 99,96%

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ:

Наименование	Формат	Кол-во в упаковке	Артикул
Анализ крови/сыворотки/плазмы	Полоска	50 тестов /упаковка	W006-S